

# affix

Tutore per piede ciondolante

Codice	REF.20050			
Taglia	<b>XS</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>
Circonferenza caviglia cm	13/17	17/21	21/25	25/29
Colore	nero			

ambidestro

## fascia per mesopiede

Affix option

Codice	REF.20051		
Taglia	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>
Circonferenza mesopiede cm	17/21	21/25	25/29
Colore	nero		

destra o sinistra

### Indicazioni

- Paralisi flaccide del piede
- Equinismi spastici di lieve entità

### Controindicazioni

- Al momento nessuna conosciuta



# affix

## Tutore per piede ciondolante



www.orthoservice.com

UNI EN ISO 13485:2016  
UNI EN ISO 9001:2015



**Headquarter: ORTHOSERVICE AG**  
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland  
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89  
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

**Niederlassung Deutschland: Orthoservice Deutschland GmbH**  
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland  
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13  
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

**ORTHO SERVICE POLSKA sp. z o.o.**  
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa Polska  
Tel.: +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785  
www.orthoservice.pl · info@orthoservice.pl

**Sede italiana: RO+TEN s.r.l.**

**Sede legale:** Via Marco De Marchi, 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia

**Sede operativa e amministrativa:**  
Via Comasina, 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia  
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34  
info@roplusten.com · www.roplusten.com

Società soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC):  
Orthoservice AG (CH) · 6830 Chiasso (TI) · Switzerland



**ORTHO SERVICE  
RO+TEN**

Take care feel better

Foto Copertina: ©methaphum - stock.adobe.com



**ORTHO SERVICE  
RO+TEN**

Take care feel better

## affix, IL TUTORE DA INDOSSARE CON LE SCARPE A STRINGA....

**affix** REF.20050

Solleva l'avampiede durante la deambulazione in pazienti con paralisi flaccide.

Si indossa con un paio di scarpe con le stringhe e scompare sotto ai vestiti. Consente una deambulazione sciolta e rassicurante, senza timore di inciampare.

### È COSTITUITO DA 3 ELEMENTI:

- una struttura in tessuto traforato traspirante, dotata di un'imbottitura in gel per l'area del tendine d'Achille, e due bandelle di chiusura a Velcro®
- un Pad di aggancio, da infilare nella scarpa tra la linguetta e le stringhe
- un elastico di tensionamento con due estremità velcrate.



## ...O SCALZI, CON SCARPE APERTE O CON LE PANTOFOLE

## fascia per mesopiede REF.20051

È l'accessorio di affix che consente il sollevamento del piede anche a piede nudo, con le pantofole o con scarpe aperte.

Si tratta di una fascia da avvolgere attorno al mesopiede, chiudendola su se stessa, a Velcro®. Presenta, nella parte superiore, un piccolo anello al quale va agganciato l'elastico di tensionamento, esattamente come funziona il Pad di aggancio, di cui è in un certo senso il sostituto. Disegnato sull'anatomia del piede, è disponibile in versione destra e sinistra. A basso profilo, è morbida, non arreca fastidio ed entra facilmente nella maggior parte delle calzature aperte.



Il piede ciondolante può avere origini congenite, neurologiche e traumatiche. Si manifesta come un'incapacità di tenere sollevato il piede, che pende quindi dalla caviglia, causando problemi nella deambulazione. Il ciclo del passo, che è costituito da una "fase di appoggio" (tallone a contatto col terreno - pianta del piede a terra - stacco delle dita) e da una "fase oscillante" (spostamento in avanti della gamba scarica dal peso) ne viene perturbato.

La conseguenza più frequente è il continuo inciampo o il tentativo estenuante di rimediare all'inconveniente sollevando completamente l'arto da terra. Per questo un tutore in grado di far flettere il piede, in sintonia col ciclo del passo, con o senza calzature, si dimostra efficace nel restituire la possibilità di camminare fluidamente.

**E restituire anche una buona qualità di vita.**