



goup-T

Ginocchiera post-operatoria a movimento graduato, versione telescopica.

REF. G1046

Taglia	Universale
Lunghezza aste cm	50/65
Colore	nero

Ambidestro

INDICAZIONI

- Trattamento post-operatorio che necessita di tutela della flessione-estensione del ginocchio (ricostruzione legamentosa, trasposizione apofisi tibiale anteriore, fratture del terzo distale di femore, fratture del terzo prossimale di tibia, fratture della rotula, lesioni tendinee dell'apparato estensore)
- Fase post-traumatica delle distorsioni del ginocchio
- Osteotomie varizzanti o valgizzanti

CONTROINDICAZIONI

Al momento nessuna conosciuta

Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

Niederlassung Deutschland: Orthoservice Deutschland GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

Sede italiana: RO+TEN s.r.l.

Sede legale: Via Marco De Marchi, 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia

Sede operativa e amministrativa:

Via Comasina, 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34
info@roplusten.com · www.roplusten.com

Società soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC):
Orthoservice AG (CH) · 6830 Chiasso (TI) · Switzerland



Foto Copertina: @Pawel Michalowski - stock.adobe.com



goup-T

Ginocchiera post-operatoria a movimento graduato, versione telescopica

REF. G1046



www.orthoservice.com



COME FOSSE SU MISURA

Dopo un intervento chirurgico, in caso di fratture o di lesioni tendinee, il ginocchio va messo a riposo ma allo stesso tempo stimolato al recupero del suo range di movimento. E soprattutto va trattato con molta delicatezza.

È per questo che, se da una parte il tutore di regolazione della Flesso-Estensione è l'ortesi di elezione, dall'altra la sua applicazione può risultare stressante e laboriosa in un ginocchio appena operato.

Ed ecco l'intuizione: una nuova asta telescopica così versatile da accompagnare le manovre del chirurgo o del tecnico, facilitando la corretta applicazione nel minor tempo possibile e con la massima precisione. Esattamente come un tutore su misura.

LA TUTELA DELL'ARTICOLAZIONE DEL GINOCCHIO È SEMPRE PIÙ AGEVOLE.



NUOVA ASTA ARTICOLATA TELESCOPICA PER UN'ALTEZZA SU MISURA

L'asta laterale, realizzata in lega di alluminio leggera, può essere regolata in lunghezza facendo scorrere le valve fino alla distanza, grazie alle apposite leve poste sulle valve stesse.

Una prima messa a punto del tutore (sulla lunghezza della gamba) o così rapida e precisa, rende l'intera applicazione agile e priva di

difficoltà. La regolazione dell'asta non può essere modificata accidentalmente dal paziente.



IMBOTTITURE IN MTP, TAGLIABILI A MISURA

Le imbottiture limitano la migrazione del tutore e proteggono la gamba dal contatto con le aste. Per adattarsi perfettamente alle circonferenze della gamba, possono essere ritagliate nella dimensione desiderata.

CINGHIE A VELCRO, SEMPRE SU MISURA

Le cinghie delle valve permettono una perfetta regolazione sulle 4 circonferenze della gamba.



VALVE PASSACINGHIE CON SISTEMA AUTOAGGACIANTE STRUTTURALE

Per il loro corretto posizionamento sull'imbottitura interna, le valve sono dotate di un sistema autoagganciante ad uncino sulla parte posteriore. Questo dettaglio, apparentemente poco significativo, evita invece l'utilizzo dei velcri e della colla che servirebbe per fissarli.



SNODO NON METALLICO, A REGOLAZIONE INTUITIVA

Lo snodo, leggero e funzionale, consente un'ampia gamma di regolazioni della FlessoEstensione: Flessione: da 0° a +120° con passo 10°. Estensione: da -10° a +60° con passo 10°. È anche possibile il blocco dell'articolazione da 0° a +60° con passo 10°. È dotato di un cuscinetto imbottito da velcrare sulla superficie a contatto con la gamba.

