

shouldfix light

Ortesi per immobilizzazione spalla

Codice	REF.20413
Taglia	universale
Colore	nero

ambidestro

Indicazioni

- Immobilizzazione post-operatoria dopo decompressione subacromiale, ablazione, calcificazioni, suture della cuffia dei rotatori, revisioni, artroli, osteosintesi, protesi inverse e molto altro
- Tutti i quadri clinici che richiedono un esercizio funzionale precoce (mobilità libera del gomito e del polso)
- Contusioni
- Distorsioni

Controindicazioni

- Al momento nessuna conosciuta



shouldfixlight

Ortesi per immobilizzazione spalla



www.orthoservice.com

UNI EN ISO 13485:2016
UNI EN ISO 9001:2015



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

Niederlassung Deutschland: Orthoservice Deutschland GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

Sede italiana: RO+TEN s.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi, 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina, 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34
info@roplusten.com · www.roplusten.com

Società soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC):
Orthoservice AG (CH) · 6830 Chiasso (TI) · Switzerland



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better



shouldfix light

Limitare il dolore e favorire la guarigione

Shouldfix light è utilizzato nel trattamento conservativo e post-operatorio di diverse patologie della spalla.

È un'ortesi progettata per consentire l'immobilizzazione della spalla nel modo più confortevole possibile, evitando eccessive limitazioni.

Secondo il più moderno concetto di esercizio funzionale, è infatti dimostrato che un'immobilizzazione convenzionale in

rotazione interna del braccio può essere responsabile di dolore, tensione e rigidità: ecco perchè la configurazione base non prevede di fissare avambraccio e polso.

Shouldfix light trova applicazione ottimale in tutti i quadri clinici che raccomandano un esercizio funzionale precoce, come le contusioni e le distorsioni di spalla.



MOBILITÀ DI GOMITO E POLSO

L'ortesi è composta da una cintura addominale e da un bracciale con Velcro®. La cintura, realizzata con inserti antiscivolo, può essere adattata al paziente e facilmente regolata.

Il bracciale, da posizionare sopra il gomito, mantiene immobilizzato il braccio preservando però la libera mobilità del gomito e del polso.

La spalla immobilizzata ha una migliore ripresa grazie alla libertà



FISSAZIONE OPZIONALE DELL'AVAMBRACCIO

Avambraccio e polso del paziente possono anche essere fissati alla cintura addominale, grazie a fasce velcrate facilmente posizionabili.



L'intera ortesi è realizzata in un tessuto leggero e sottile molto ben tollerato, che consente di indossarla anche a contatto diretto con la pelle, garantendo comfort e praticità. L'ortesi è facilmente lavabile.