

Tutore a stivaletto rigido con due imbottiture ad aria gonfiabili



airstep tight walker

REF.550N



airstep tight walker
(short)

REF.560N

INDICAZIONI

- Trattamento conservativo e post-operatorio per frattura piede/caviglia/gamba
- Immobilizzazione post-operatoria dopo trattamento chirurgico della frattura piede/ caviglia in pazienti con arti corti (Airstep tight Walker short)
- Grave distorsione alla caviglia, grado da I a III
- Trattamento conservativo dopo la rottura del tendine di Achille
- Trattamento post-operatorio dopo tenorrafia tendine Achilleo
- Immobilizzazione pre e post-operatoria/post-traumatica

CONTROINDICAZIONI

L'applicazione di questo tutore è consigliata unicamente nel caso in cui sia documentato che la frattura è stabile e sussistano limiti accettabili di deformità angolare e rotatoria

TABELLA MISURE

Codice	REF.550N/560N(short)			
Misura	S	M	L	XL
Misura scarpa	35/39	39/44	44/47	>47
Colore	grigio			
ambidestro				



AIR PAD



RADIO LUCENT



SINGLE PATIENT MULTIPLE USE



www.orthoservice.com



www.kiwa.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34
info@roplusten.com · www.roplusten.com



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**
Take care feel better

airstep tight walker

Tutore a stivaletto
rigido con due imbottiture
ad aria gonfiabili

NOVITÀ
2023



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**
Take care feel better

Il Walker 2.0



versione normale



versione bassa

- 1 **Valve di rinforzo**, anteriore e posteriore, per una maggiore stabilità
- 2 **Imbottitura gonfiabile ad aria** per un'ottimale aderenza all'arto e una migliore stabilizzazione
- 3 **Struttura in materiale plastico**, leggera e resistente; parte terminale in materiale gommoso
- 4 **Pompetta integrata** per gonfiare/sgonfiare l'imbottitura
- 5 **Suola** in materiale antiscivolo
- 6 **Imbottitura opzionale** per ulteriore adattamento alla gamba

Si indossa in 5 semplici mosse



OPTION:



REF.505
Diabetic Set, ambidestro.



REF.501
Rialzi per tallone,
indicare destro o sinistro.

Due versioni
per ogni
necessità