

epifeel

REF. 24022
Cinturino per epicondilite ed epitrocleite con pressore

Codice	REF.24022
Taglia	universale
Colore	grigio

Ambidestro

OPTION: REF. ICEGEL Pressore per la terapia del freddo applicabile a Velcro®



EASY
PULLING



RADIO
LUCENT



LOW
PROFILE



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Indicazioni

- Epicondiliti ed epitrocleiti acute o croniche del gomito
- Contratture muscolari
- Prevenzione di processi infiammatori nell'attività sportiva

Per epicondilite

Per epitrocleite

epifeel

Cinturino per epicondilite ed epitrocleite con pressore



orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



ORTHOSSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34
info@roplusten.com · www.roplusten.com



**ORTHOSSERVICE
RO+TEN**
Take care feel better



**ORTHOSSERVICE
RO+TEN**
Take care feel better

Perché scegliere Epifeel

- Ideato per chi soffre di epicondilite o di epitrocleite
- Confortevole ed invisibile sotto ai vestiti
- Leggero e facile da regolare

ELEMENTO ELASTICO A LIVELLO DEL PASSANTE DI CHIUSURA

per evitare effetto laccio

IMBOTTITURA IN LYCRA



PRESSORE IN TPE ANTISCIVOLO

per focalizzare la spinta

TAGLIA UNIVERSALE

STRUTTURA IN POLIAMMIDE

per un'ottimale distribuzione delle pressioni

Ideale per lo sport e per le attività quotidiane

CHIUSURA A VELCRO®



ELASTICO DOSATO

per un preciso controllo della pressione



REGOLAZIONE DEL CORRETTO TRAZIONAMENTO

grazie al riferimento bianco presente all'interno dell'anello

Quando proporre Epifeel

Dal gomito del tennista alla postura da mouse; Epifeel serve per lenire il dolore scaricando il tendine infiammato.