

900DP001961TA01.0324

elbo PRO

REF. 24017R
REF. 24017L

Ortesi di gomito a movimento graduato, telescopica

Codice	REF. 24017R · REF. 24017L
Taglia	universale
Lunghezza aste cm	36-46
Colore	grigio scuro

Indicare destro o sinistro



Indicazioni


- Fratture composte di gomito, omero distale, radio e ulna prossimali
- Immobilizzazione post-operatoria in seguito a riparazioni di tendini e legamenti
- Utile nella fase riabilitativa in seguito a trattamento chirurgico e conservativo di fratture di gomito
- Sub-lussazioni e lussazioni del gomito
- Lesioni croniche del gomito
- Iperestensione del gomito
- Trattamento post-trauma



elbo PRO



Ortesi di gomito a movimento graduato, telescopica



...che soddisfa tutte le taglie, in caso di:

- Fratture composte di gomito, omero distale, radio e ulna prossimali
- Immobilizzazione post-operatoria in seguito a riparazioni di tendini e legamenti
- Dopo trattamento chirurgico e conservativo di fratture di gomito
- Sub-lussazioni e lussazioni del gomito
- Lesioni croniche del gomito
- Iperestensione del gomito
- Trattamento post-trauma



orthoservice.com



kiwa certified

Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34
info@roplusten.com · www.roplusten.com



ORTHOSERVICE
RO+TEN

Take care feel better



ORTHOSERVICE
RO+TEN

Take care feel better

Efficace
e così versatile...

TELESCOPICO

Si adatta facilmente a ogni braccio,
senza più necessità di tagliare

CON SNODO FACILE E SICURO

Si regola senza attrezzi e non può
essere sbloccato inavvertitamente



**ADATTABILITÀ
DELL'ASTA LATERALE
IN LUNGHEZZA**

grazie alla **regolazione
telescopica** azionabile tramite
semplice pressione dei pulsantini



SALDO ANCORAGGIO

(il tutore non ruota) grazie alle
valve in poliammide abbinata
alle **prese braccio in alluminio**,
facilmente modellabili



MASSIMO COMFORT

grazie alle **imbottiture
termosaldate** con un tessuto in
morbida lycra a contatto pelle



**AGEVOLE
REGOLAZIONE DELLA
FLESSO-ESTENSIONE**

grazie allo **snodo "Pull&Set"** con
cursori a molla (si tirano verso
l'esterno, si posizionano al grado
desiderato, si rilasciano)

**MANTENIMENTO
DELLA FLESSO-
ESTENSIONE**

impostata che non può essere
alterata da movimenti del braccio
o urti contro superfici

Accessori inclusi

**TRACOLLA REGOLABILE
IN LUNGHEZZA**

con **proteggi-spalla imbottito**, da portare sulla
spalla omolaterale, per un comfort totale



SUPPORTO MANO

neutro, per il controllo della
rotazione dell'avambraccio e una
benefica sensazione di stabilità

Elbo PRO,
la nuova era
dei tutori di gomito