

Perché scegliere Go up BASIC

- 1 Vestibilità precisa sul paziente
- 2 Leggera e maneggevole
- 3 Nuovo snodo "PUSH&SET" per una regolazione intuitiva e sicura

Perché scegliere Go up PRO

- 1 Telescopica
- 2 Facile da adattare sul paziente
- 3 Nuovo snodo "PUSH&SET" per una regolazione intuitiva e sicura

900DP001911TA01.1223

go up BASIC

REF. 24045
Ortesi per ginocchio post-operatoria a movimento graduato

Codice	REF.24045
Taglia	universale
Lunghezza aste cm	56
Colore	grigio

Ambidestra



CUSTOMIZABLE FIT



EASY ADJUSTING



SINGLE PATIENT MULTIPLE USE

go up PRO

REF. 24046
Ortesi per ginocchio post-operatoria a movimento graduato, versione telescopica

Codice	REF.24046
Taglia	universale
Lunghezza aste cm	50-65
Colore	grigio

Ambidestra



CUSTOMIZABLE FIT



EASY ADJUSTING



SINGLE PATIENT MULTIPLE USE



TELESCOPIC

Indicazioni

- Trattamento post-operatorio che necessita di tutela della flessione-estensione del ginocchio (ricostruzione legamentosa, trasposizione apofisi tibiale anteriore, fratture del terzo distale di femore, fratture del terzo prossimale di tibia, fratture della rotula, lesioni tendinee dell'apparato estensore)
- Fase post-traumatica delle distorsioni del ginocchio
- Osteotomie varizzanti o valgizzanti



orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34
info@roplusten.com · www.roplusten.com



Go up BASIC

Go up PRO

go up BASIC / PRO

Ortesi per ginocchio post-operatoria a movimento graduato



ORTHOSERVICE
RO+TEN

Take care feel better



ORTHOSERVICE
RO+TEN

Take care feel better

Nuovo snodo "PUSH&SET"

Permette di impostare la **flesso-estensione** in modo intuitivo, facile e sicuro



Possibilità di **blocco rapido dell'articolazione**, con apposito pulsante, da -10° a +30° con passo 10°

go up BASIC



ASTA ARTICOLATA LATERALE IN LEGA LEGGERA D'ALLUMINIO
per un'ottimale manovrabilità

CUSCINETTI CONDILOIDEI STACCABILI E LAVABILI

IMBOTTITURE IN MTP INTERE
per limitare la migrazione del tutore e proteggere la gamba dal contatto diretto con le aste

TAGLIA UNIVERSALE
per ridurre al minimo le scorte di magazzino

CIRCONFERENZA UNIVERSALE
per una vestibilità precisa sul paziente



Due nuove post-operatorie al vostro servizio

go up PRO



ASTA TELESCOPICA SEMPLICE DA REGOLARE SUL PAZIENTE
grazie ai pulsanti presenti sulle valve

ASTA IN MATERIALE PLASTICO
con Velcro® stampato

VALVE PASSACINGHIE
realizzate con sistema autoagganciante strutturale per fissare le imbottiture

CUSCINETTI CONDILOIDEI STACCABILI E LAVABILI

IMBOTTITURE IN MTP A FASCE
per limitare la migrazione del tutore e proteggere la gamba dal contatto diretto con le aste

TAGLIA UNIVERSALE
con possibilità di regolazione asta in lunghezza



DESIGN RINNOVATO